#### รายงาน circuit project

## 1.รูปเล่ม

#### ภาพรวมโครงงาน

## 2.การวิเคราะห์วงจร

- 3.การเชื่อมต่อกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
- 4.ผลการทดสอบ

#### **5**.โปสเตอร์

- 6. Source code
- 2.Poster
- 3.ชิ้นงาน

#### 1. ภาพรวมโครงงาน


## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

กลุ่มของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคหัวใจ สถิติสาธารณสุขของประเทศไทยในปี 2564 พบว่า "โรคหัวใจขาดเลือด" เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากเป็นอันดับ 4 รองจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดใน สมอง และปอดบวม โดยโรคหัวใจขาดเลือด คร่าชีวิตคนไทยปีละประมาณ 20,000 คน หรือราว 33 คน ต่อ ประชากร 1 แสนคน

นอกจากนี้ในช่วง 16 ปี วิทยาลัยการแพทย์อเมริกัน ได้ทำการศึกษา (2000- 2016) สัดส่วนของคนอายุ น้อยที่หัวใจวาย เพิ่มจำนวนขึ้น 2% ต่อปีในช่วง 10 ปีหลัง

นี่คือแรงบันดาลใจของพวกเราในการจะสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับคลื่นหัวใจ ซึ่งมันน่าจะดีไม่น้อยทีเดียว หากว่าเรานั้นสามารถเซ็คดูคลื่นหัวใจของตนเองนั้นได้ตลอดเวลา และที่สำคัญคือเราสามรถเซ็คดูได้ง่ายๆผ่าน โทรศัพท์มือถือ นั่นเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่เราจะสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Heart Rate, HRV And ECG Monitoring Via Blynk App

#### 1.2 .วงจรสำหรับโปรเจค




## <mark>1.3.อุปกรณ์</mark>

- บอร์ด ESP 8266	1 ตัว
- เซนเซอร์ Electrode Pad	1 ตัว
- AD620	1 ตัว
- TL072ACD	8 ตัว
- 5.6 kΩ Resistor	1 ตัว
- 33 kΩ Resistor	1 ตัว
- 10 kΩ Resistor	1 ตัว
- 499.9 kΩ Resistor	1 ตัว
- 20 kΩ Resistor	2 ตัว
- 100 kΩ Resistor	1 ตัว
- 39 kΩ Resistor	4 ตัว
- 9.1 kΩ Resistor	2 ตัว
- 10 uF Capacitor	2 ตัว
- 0.1 uF Capacitor	2 ตัว
- 100 nF Capacitor	6 ตัว

#### 1.4. การออกแบบวงจร

การออกแบบวงจรนั้น จะออกแบบในเว็บที่มีชื่อว่า Tinkercard เพื่อช่วยให้วงจรก่อนจะต่อจริงนั้น มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยวงจรที่ได้ออกแบบไว้มีรูปแบบดังรูป



## 1.5 ขั้นตอนการทำงานของระบบ


1.5.1 Input : โดยส่วนของ Input นั้น จะรับค่าจากเซนเซอร์ที่มีชื่อ Electrode Pad ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นกราฟ คลื่นไฟฟ้า (ECG) นั่นเอง






1.5.2 Process : จะนำกราฟ (ECG) ที่ได้นั้นมาผ่านวงจรที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งในวงจรนั้นจะเป็นวงจร Op-amp ซึ่ง
ทำหน้าที่ขยายรูปกราฟและกรองความถี่ ทำให้เรานั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้งานและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีความแม่นยำอีกด้วย


### - กราฟที่ได้รับจาก ECG



## - กราฟที่ผ่านวงจรที่เราได้ออกแบบไว้




1.5.3 Output : หลังจากเราได้รูปกราฟที่ผ่านวงจรที่เราออกแบบไว้แล้วนั้น เราจะนำข้อมูลต่างๆ Plot ผ่านบอร์ด
ESP 8266 และนำมาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถตรวจค่า ECG ได้ตลอดเวลา ผ่านแอปที่มีชื่อว่า Blynk App ได้ตลอดเวลา




## 1.6 ประโยชน์และผลลัพท์ที่จะได้

ประโยชน์ที่จะได้นั้น เราจะสามารถตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งจะลดเวลาการเดินทางไปโรงพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆได้อีกด้วย แต่ถึงอย่างไรนั้นเราควรมีความรู้เกี่ยวกับ การอ่านกราฟ ECG ด้วยเพื่อให้ผลลัพท์นั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน


#### - กราฟ ECG



- ECG ของคนโดยทั่วไป (เมื่อผ่านวงจรที่เราออกแบบไว้แล้ว)



## - ECG ของวงจร กับ ตำแหน่งกราฟและข้อมูลต่างๆ



- ECG กับการวินิฉัยโรคต่างๆ เบื้องต้น

รูปกราฟ	การวินิฉัยเบื้องต้น
ช่วงเวลา QT สั้น	แคลเซียมสูงในเลือดเนื่องจากยาบางชนิด, ความผิดปกติทาง
	พันธุกรรมบางอย่าง, ภาวะโพแทสเซียมสูง
ช่วงเวลา QT ยาว	แคลเซียมสูงในเลือด, ยาบางชนิด, ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง
คลื่น T แบนหรือคว่ำ	หัวใจขาดเลือด, ภาวะโพแทสเซียมสูง, หัวใจห้องล่างซ้ายโตเกิน, ผลกระทบ
	จากยาพวก
	<u>ดิจอกซิน</u> (Digoxin), ยาบางชนิด
คลื่น T เฉียบพลันสุดขีด	อาจเป็นอาการแรกของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, เมื่อคลื่น T กลายเป็น
	ที่โดดเด่นมากขึ้น, สมมาตร, และแหลม
คลื่น T ขึ้นสูงสุด, คลื่น QRS	ภาวะโพแทสเซียมสูง, รักษาด้วย calcium chloride, กลูโคสและอินซูลิน
กว้าง, คลื่น PR ยาว, คลื่น	หรือการล้างไต
QT สั้น	
คลื่น U โดดเด่น	ภาวะโพแทสเซียมสูง

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เราเห็นถึงประโยชน์ของกราฟ คลื่นหัวใจไฟฟ้ามากขึ้นทำให้เรานั้นสามารถนำประโยชน์ มาประยุกต์ใช้กับคนทั่วไปที่มีความสนใจได้อีกด้วย

## 2.การวิเคราะห์วงจร


เนื่องจากวงจรของเรานั้นใช้ Op-amp จำนวน 9 ตัว เพื่อกรองความถี่รวมทั้งเพิ่มอัตราขยายกราฟให้ดูง่าย ยิ่งขึ้นโดยใช้ Op-amp จำนวน 2 ชนิด แบ่งเป็น


- AD620 1 ตัว (ตัวที่ 1)


Function: Low Drift, Low Power Instrumentation Amp with Set Gains of 1 to 10000


- TL072 8 ตัว (ตัวที่ 2 ถึง 9)


Function: Dual Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier
























## 3.การเชื่อมต่อกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

## 3.1 การเชื่อมต่อกับวงจรที่ออกแบบไว้



3.2 การเชื่อมต่อกับวงจรจริง


## 4.ผลการทดสอบ



# จุดเด่น

- ไม่ว่าจะอยู่ที่ใหนก็สามารถตรวจสอบได้
- เซ็คได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ
- รู้ทันโรคต่างๆผ่านคลื่นหัวใจไฟฟ้า (ECG)

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2023



#### 6.1 Arduino

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
 2 #include "PeakDetection.h"
4 const int LO_PLUS_PIN = D7; // AD8232 LO+ pin
5 const int LO MINUS PIN = D8; // AD8232 LO- pin
6 const int ECG_OUTPUT_PIN = A0; // AD8232 analog output pin
8 const int READ RATE = 5; // Time (ms) between ECG readings
9 unsigned long lastReadTime = 0;
11 const int ROLLING BUFFER SIZE = 30; // Buffer size for calculating HRV
12 int rollingBuffer[ROLLING BUFFER SIZE];
13 int rollingBufferIndex = 0;
15 unsigned long lastPeakTime = 0;
16 const int MAXIMUM TIME BETWEEN PEAKS = 2000; // Maximum time (ms) between peaks
18 PeakDetection peakDetector;
19
20 void setup() {
21 Serial.begin(115200);
22
23 pinMode(LO PLUS PIN, INPUT);
24 pinMode (LO MINUS PIN, INPUT);
   for (int i = 0; i < ROLLING_BUFFER_SIZE; i++) {</pre>
26
27
    rollingBuffer[i] = 0;
28
29
30 peakDetector.begin();
31 }
32
33 void loop() {
34 if (millis() - lastReadTime >= READ_RATE) {
35
      int ecgValue = analogRead(ECG_OUTPUT_PIN);
      Serial.print("ECG: ");
36
37
      Serial.println(ecgValue);
38
39
      if (digitalRead(LO PLUS PIN) == LOW || digitalRead(LO MINUS PIN) == LOW) {
40
        Serial.println("Electrodes disconnected.");
```

```
if (digitalRead(LO PLUS PIN) == LOW | | digitalRead(LO MINUS PIN) == LOW) {
39
40
       Serial.println("Electrodes disconnected.");
41
42
43
     peakDetector.add(ecgValue);
44
4.5
     int heartRate = calculateHeartRate(ecgValue);
46
      int hrv = calculateHRV(heartRate);
47
48
     Serial.print("Heart Rate: ");
49
     Serial.println(heartRate);
50
     Serial.print("HRV: ");
51
     Serial.println(hrv);
52
      Serial println();
53
54
     lastReadTime = millis();
55 }
56 }
57
58 bool isPeak() {
59 // Use the getPeak method of the PeakDetection object.
60 return peakDetector.getPeak() != 0;
61 }
62
63 int calculateHeartRate(int ecgValue) {
64 if (isPeak()) {
65
     unsigned long currentTime = millis();
66
     int timeBetweenPeaks = currentTime - lastPeakTime;
67
     lastPeakTime = currentTime;
68
69
     if (timeBetweenPeaks < MAXIMUM TIME BETWEEN PEAKS) {
70
       return 60000 / timeBetweenPeaks;
71
     }
72
    }
73
74
    return 0;
75 }
```

```
77 int calculateHRV(int heartRate) {
78
    rollingBuffer[rollingBufferIndex] = heartRate;
79
    rollingBufferIndex = (rollingBufferIndex + 1) % ROLLING BUFFER SIZE;
80
81
   int sum = 0;
    for (int i = 0; i < ROLLING BUFFER SIZE; i++) {
82
83
      sum += rollingBuffer[i];
84
85
    int average = sum / ROLLING BUFFER SIZE;
86
87
    int hrv = 0;
88
    for (int i = 0; i < ROLLING_BUFFER_SIZE; i++) {
89
     hrv += abs(rollingBuffer[i] - average);
90
```